

KEF

Közbeszerzési
Ellátási
Főigazgatóság

„Röntgen
és ultrahang – 2021”
tárgyú közbeszerzési
eljárása



Medimat Kft.
termékkínálata

MEDIMAT

ALAPÍTVÁ 1998

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

U-karos tüdőrontgen készülékek beszerzése (1. rész)



GYÁRTÓ: _____ Lanmage

ELNEVEZÉS: _____ MUSES UC

- U-karos szerkezet motoros mozgatással
- automata pozícióba állás, távvezérlő
- röntgenső-detektor távolság (SID)
180 cm-ig motorosan állítható
- nagyfrekvenciás generátor, 71 kW teljesítmény
- kétfókuszú röntgenső, 330 kHU anód hőkapacitás
- AEC, finomrács, kollimátor és DAP mérő
- 43x43 cm-es kivehető wifi detektor
- integrált vezérlői munkaállomás
- DICOM kompatibilitás
- mobil paciens asztal

 **Lanmage**

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

U-karos tüdőrontgen
készülékek beszerzése
átvilágítással
(2. rész)



GYÁRTÓ: _____ Lanmage

ELNEVEZÉS: _____ MUSES DYNAMIC

- U-karos szerkezet motoros mozgatással
- automata pozícióba állás, távvezérlő
- röntgenső-detektor távolság (SID) 180 cm-ig motorosan állítható
- nagyfrekvenciás generátor, 71 kW teljesítmény
- **felvételi és átvilágítási üzemmód, impulzus üzemmód**
- kétfókuszú röntgenső, 350 kHU anód hőkapacitás
- AEC, finomrács, kollimátor és DAP mérő
- 43x43 cm-es kivehető **dinamikus wifi detektor**
- integrált vezérlői munkaállomás
- DICOM kompatibilitás
- mobil paciens asztal

 **Lanmage**

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

Digitális padlós felvételi röntgen berendezés
beszerzése 1 detektorral
(1. rész)



GYÁRTÓ: _____ Lanmage

ELNEVEZÉS: _____ MUSES PREMIUM

- röntgenső függőlegesen motorosan mozgatható
- úszólapos felvételi asztal magassága motorosan állítható
- fali állvány függőlegesen motorosan mozgatható
- függőleges autotracking a fali állvány és a röntgenső között
- függőleges autotracking az asztal és a röntgenső között
- hosszirányú autotracking az asztali bucky és a röntgenső között
- nagyfrekvenciás generátor, 56 kW teljesítmény
- kétfókuszú röntgenső, 350 kHU anód hőkapacitás
- AEC, finomrács, automata kollimátor és DAP mérő
- 43x43 cm-es kivehető wifi detektor
- integrált vezérlői munkaállomás
- DICOM kompatibilitás

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

Digitális padlós felvételi röntgen berendezés beszerzése 2 detektorral és átvilágítási funkcióval (2. rész)



GYÁRTÓ: _____ Lanmage

ELNEVEZÉS: _____ MUSES PREMIUM

- **röntgenső motorosan mozgatható függőlegesen és hosszirányban**
- úszólapos felvételi asztal magassága motorosan állítható
- fali állvány függőlegesen motorosan mozgatható
- függőleges autotracking a fali állvány és a röntgenső között
- függőleges autotracking az asztal és a röntgenső között
- hosszirányú autotracking az asztali bucky és a röntgenső között
- röntgenső autopozicionálás
- **teljes test felvételezés, autostiching**
- nagyfrekvenciás generátor, 80 kW teljesítmény
- **felvételi és átvilágítási üzemmód, impulzus üzemmód**
- kétfókuszú röntgenső, 400 kHU anód hőkapacitás
- AEC, finomrács, automata kollimátor és DAP mérő
- beépített paciens kamera
- **2db 43x43 cm-es nagyfelbontású dinamikus kivehető wifi detektor**
- integrált vezérlői munkaállomás
- DICOM kompatibilitás

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

Digitális automata mennyezeti röntgen berendezés 1 detektorral
(1. rész)



GYÁRTÓ: _____ Lanmage

ELNEVEZÉS: _____ APOLLO PLUS

- mennyezeti csőtartó szerkezet minden irányban motorosan mozgatható
- úszólapos felvételi asztal magassága motorosan állítható
- fali állvány dönthető és függőlegesen motorosan állítható
- függőleges autotracking a fali állvány és a röntgenső között
- függőleges autotracking az asztal és a röntgenső között
- hosszirányú autotracking az asztali bucky és a röntgenső között
- röntgenső autopozicionálás
- nagyfrekvenciás generátor, 71 kW teljesítmény
- kétfókuszú röntgenső, 350 kHU anód hőkapacitás
- AEC, finomrács, kollimátor és DAP mérő
- beépített paciens kamera
- 43x43 cm-es kivehető wifi detektor
- integrált vezérlői munkaállomás
- DICOM kompatibilitás

 **Lanmage**

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

Digitális automata mennyezeti röntgen berendezés 2 detektorral, átvilágítási funkcióval (2. rész)



GYÁRTÓ: _____ Lanmage

ELNEVEZÉS: _____ APOLLO PLUS

- mennyezeti csőtartó szerkezet minden irányban motorosan mozgatható
- úszólapos felvételi asztal magassága motorosan állítható
- fali állvány dönthető és függőlegesen motorosan állítható
- függőleges autotracking a fali állvány és a röntgenső között
- függőleges autotracking az asztal és a röntgenső között
- hosszirányú autotracking az asztali bucky és a röntgenső között
- röntgenső autopozicionálás
- **teljes test felvételezés, autostiching**
- nagyfrekvenciás generátor, 71 kW teljesítmény
- **felvételi és átvilágítási üzemmód, impulzus üzemmód**
- kétfókuszú röntgenső, 350 kHU anód hőkapacitás
- AEC, finomrács, automata kollimátor és DAP mérő
- beépített paciens kamera
- **43x43 cm-es dinamikus detektor** (fali állványban)
- **43x43 cm-es kivehető dinamikus wifi detektor**
- integrált vezérlői munkaállomás
- DICOM kompatibilitás

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

Digitális felvételi átvilágító berendezés beszerzése (5. rész)



GYÁRTÓ: _____ APELEM

ELNEVEZÉS: _____ PLATINUM NEO

- távvezérléses vizsgálószerkezet
- motorosan mozgatható asztal: döntés, magasság állítás, keresztirányú mozgás
- motorosan mozgatható röntgenső: hosszirányú mozgás, elfordítás, döntés
- röntgenső-detektor távolság (SID) 180 cm-ig motorosan állítható
- nagyfrekvenciás generátor, 80 kW teljesítmény
- felvételi és átvilágítási üzemmód, impulzus üzemmód
- kétfókuszú röntgenső, 600 kHU anód hőkapacitás
- AEC, finomrács, automata kollimátor és DAP mérő
- beépített paciens kamera
- 43x43 cm-es dinamikus detektor
- 43x43 cm-es wifi detektor szabad felvételekhez
- vezérlői munkaállomás, joystick, LCD kijelző
- DICOM kompatibilitás

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

2D mammográf készülék beszerzése (1. rész)



GYÁRTÓ: _____ **Metaltronica**

FORGALMAZÓ: _____ **Italray**

ELNEVEZÉS: _____ **Mammograph D-TOMO+**

- 2D felvételezés
- nagyfelbontású detektor
- 1.5x, 1.8x és 2x nagyítás
- implantátumok vizsgálatára dedikált protokoll
- fájdalom csökkentő funkció kompresszálskor
- nagyfrekvenciás generátor, 7.4 kW
- kétfókuszú röntgenső, 300 kHU hőtároló kapacitás
- AEC, automatikus szűrő váltás
- dedikált vezérlő munkaállomás sugárvédelemmel
- mammográfiás leletező munkaállomás
- DICOM kompatibilitás

 **italray**
Your X-ray Solution

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

3D mammográf készülék beszerzése (2. rész)



GYÁRTÓ: _____ **Metaltronica**

FORGALMAZÓ: _____ **Italray**

ELNEVEZÉS: _____ **Mammograph D-TOMO+**

- **3D tomoszintézis**
- 2D felvételezés
- szkennelési idő <10 s
- nagyfelbontású detektor
- 1.5x, 1.8x és 2x nagyítás
- implantátumok vizsgálatára dedikált protokoll
- fájdalom csökkentő funkció kompresszálskor
- nagyfrekvenciás generátor, 7.4 kW
- kétfókuszú röntgenső, 300 kHU hőtároló kapacitás
- AEC, automatikus szűrő váltás
- dedikált vezérlő munkaállomás sugárvédelemmel
- mammográfiás leletező munkaállomás
- DICOM kompatibilitás

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

3D mammográf készülék, valamint
kontrasztanyag injektor készülék beszerzése
(3. rész)



GYÁRTÓ: _____ Metaltronica



FORGALMAZÓ: _____ Italray

ELNEVEZÉS: _____ Mammograph D-TOMO+

- **3D tomoszintézis**
- 2D felvételezés
- szkennelési idő <10 s
- nagyfelbontású detektor
- 1.5x, 1.8x és 2x nagyítás
- implantátumok vizsgálatára dedikált protokoll
- fájdalom csökkentő funkció kompresszálskor
- nagyfrekvenciás generátor, 7.4 kW
- kétfókuszú röntgenső, 300 kHU hőtároló kapacitás
- AEC, automatikus szűrő váltás
- **direkt konverziós a-Se detektor a kettős energiájú felvételezéshez**
- **kontrasztanyag injektor**
- dedikált vezérlő munkaállomás sugárvédelemmel
- mammográfiás leletező munkaállomás
- DICOM kompatibilitás

KEF „Röntgen és ultrahang – 2021” tárgyú közbeszerzési eljárása

3D mammográf készülék,
valamint kontrasztanyag injektor
és sztereotaxia készülék
beszerzése
(4. rész)



GYÁRTÓ: _____ Metaltronica

FORGALMAZÓ: _____ Italray

ELNEVEZÉS: _____ Mammograph D-TOMO+

- **3D tomoszintézis**
- 2D felvételezés
- szkennelési idő <10 s
- nagyfelbontású detektor
- 1.5x, 1.8x és 2x nagyítás
- implantátumok vizsgálatára dedikált protokoll
- fájdalom csökkentő funkció kompresszálskor
- nagyfrekvenciás generátor, 7.4 kW
- kétfókuszú röntgenső, 300 kHU hőtároló kapacitás
- AEC, automatikus szűrő váltás
- **direkt konverziós a-Se detektor a kettős energiájú felvételezéshez**
- **kontrasztanyag injektor**
- **tomobiopszia funkció**
- **sztereotaxiás biopszia (vertikális, laterális)**
- **emlőbiopsziára tervezett kezelőszék**
- dedikált vezérlő munkaállomás sugárvédelemmel
- mammográfiás leletező munkaállomás
- DICOM kompatibilitás



MEDIMAT

www.medimat.hu
medimat@medimat.hu

